

★ レントゲン介助のマニュアル★

28.5.31 北村作成

29.5.20 北村改正

- ① 来た順番に胸のところにバインダーを並べる
★身長体重の前にバリウム検査をする人は「先 Ba」と体重の横に記入する。
- ② 「金属のある下着、ネックレス、金属のベルト、ボタン、飾りのあるシャツを身に付けていないですか？」と確認する。
→もし、あれば着替えてもらう。
- ③ 「ポケットから落ちやすい物があれば、籠にお願いします」と言う。
- ④ 小さなコップ、大きなコップ、発泡剤の3つを用意する。
- ⑤ バリウムミックス器からバリウムを降ろして5分ほど寝かせると良い
※ バリウムミックス器から降ろした直ぐの物を使用すると泡立ちが撮影時に写る
- ⑥ 大きなコップにバリウムを **120ml** 弱入れる。
- ⑦ 小さいコップの **3分の1** くらいにバリウムを移す。
- ⑧ 「胃を膨らませる為の薬です。こちら(発泡剤)を口に含み、
- ⑨ バリウム(小さなコップの方)で流し込んで下さい。」と受診者へ伝える。
- ⑩ 「これから検査が終わるまで、ゲップは我慢して下さい」と受診者へ伝える。
- ⑪ 「左手に大きなコップを持ってください。(スリッパを脱ぎ)、背中をつけてレントゲン台へ立って下さい。」
- ⑫ 「バリウムは、飲まずにお待ち下さい」と受診者へ伝える。

検査終わった後…

「こちら下剤になります。1つは直ぐに飲んで下さい、夜になっても便がでない場合は、もう1つ飲んで下さい」と言い下剤と案内を一緒に渡す。

★バリウム…粉に水を300ccで作る★

- ・カゴに荷物が、あるので席はズレない。